

## 9.2. Контроль за стерилизационной аппаратурой.

Проводится на основании приказа МЗСССР № 254 от 03.09.1991 «О развитии дез. дела в стране», МУ №15/6 от 28.02.91. «По контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов», ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий мед. назначения».

№	Контроль	Место забора материала	Тип и объем стерилизационного аппарата	Точки контроля	Кратность контроля	Ответственное лицо
1	Качество работы стерилизационного аппарата с использованием термоиндикаторов	Стерилизационная комната	ВК-30-1	5	При каждой загрузке (5)	Медсестра кабинета
2	С использованием бак. тестов	Стерилизационная комната	ВК-30-1	5	Два раза в год	Старшая медсестра

- Ежегодно проводится метрология для контроля работы автоклава и физиоаппаратов.
- 1 раз в месяц проводится контроль и коррекция работы физиоаппаратуры
- При поломке аппаратов осуществляется вызов мастера в учреждение (за вызов ответственны м/с по физиотерапии и старшая медсестра).
- Метрология и контроль за физиоаппаратурой осуществляет «Центр Медицинской Техники», находящейся по адресу Тимирязева,87 в Дзержинском районе г Нижний Тагил.